

PCR - Ladeeinheitensicherung Maschinenfolie, Handfolie & Abdeckblätter

Ökologisch sinnvoll.
nachhaltig. gut.

PCR-Maschinenstretch

 **reNate SAVE 30/60**

- >> 280 % Vordehnung
- >> Foliendicke: 15-35 my

 **reNate PROFI P 30**

- >> 250 % Vordehnung
- >> Foliendicke: 15-35 my

 **reNate P II 30**

- >> 200 % Vordehnung
- >> Foliendicke: 15-35 my

 **reNate P I 30**

- >> 150 % Vordehnung
- >> Foliendicke: 15-35 my

PCR-Handstretch

 **reNate P I 30**

- >> Foliendicke: 15-35 my

 **reNate SAVE 30/60**

- >> Foliendicke: 10-15 my

„Blauer Engel“- Deckblattfolie

Eigenschaften:

- Größe: 1.200 x 1.600 mm
- Stärke: 30 my
- 250 Stck. / Rolle, perforiert
- Natur-trüb oder transluzent
- 35 Rollen / Palette



Stretchfolien mit PCR-Rezyklat-Anteil von 30 %

Wir testen vor Ort, welche Qualität Ihnen die meisten Vorteile bringt. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns!

POST-CONSUMER-RECYCLING (PCR)

Aus was besteht PCR ?

- >> Kunststoffabfälle, die bei Endkonsumenten anfallen (klassische Haushaltsabfälle), sowie Verpackungsabfälle aus Handel, Supermärkten & Vertrieb.

Sie haben weitere Fragen?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Auf Wunsch erstellen wir Ihnen auch gerne ein unverbindliches Angebot.